



Grubumuz, İstanbul ve Almanya'da bulunan ofisleri, uzman kadrosu ve sektörde sahip olduğu 30 yılı aşkın tecrübesi ile, sizleri son teknoloji laboratuvar cihazları ile buluşturan, alanlarında öncü, 3 firmadan oluşmaktadır.

Uluslararası tecrübeye sahip, yenilikçi ve yaratıcı ekibimiz, teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı olarak genişleyen, pazarlama faaliyetleri ve satışın yanı sıra, projelendirme ve anahtar teslim laboratuvar donanımı, montaj, uygulama, eğitim, bakım-onarım ve yedek parça stoğu ile, sizlere en uygun çözümleri sunar.

Keppentaler Weg 19
55286 Wörsstadt-Gewerbepark
ALMANYA

+49 (0)6732 940914

+49 (0)6732 940912

İçerenköy Merkez Camii Sokak İçerenköy İş
Merkezi

No:15-17 Kat:6 Daire:16
34752 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 216 456 35 24

+90 216 456 07 98

info@labanalitik.com

www.labanalitik.com



Teknik Veri:

Model	B30-H
Güç	220V/50Hz
Motor gücü	120W
Hız aralığı	50~2000rpm
Hız sapması	±10rpm
Hacim aralığı(H ₂ O)	0.05~20L
Maksimum Viskozite	20000cp
Hız kontrolü	Mekanik- Kademesiz
Zamanlayıcı	Yok
Hız kontrolü	Dijital
Şaft torku	52Ncm
Orta-temas malzemesi	SUS304
Karıştırma elamanı sabitleme	Ayna
Ayna aralığı çapı	∅ 0.3~10mm
Ölçüler	200*300*720mm
Stand tipi	Tek destek çubuk
Standart karıştırıcı	Palsanmaz çelik 4 bıçaklı
Ağırlık	9KG



Technical Data:

Model	B30-H
Power	220V/50Hz
Motor power	120W
Speed range	50~2000rpm
Speed deviation	±10rpm
Volume range(H ₂ O)	0.05~20L
Viscosity max.	20000cp
Speed control	Mechanical Stepless
Timer	No
Speed display	Digital
Shaft torque	52Ncm
Medium-contact material	SUS304
Stirring element fastening	Chuck
Chuck range diameter	∅ 0.3~10mm
Carton Dimensions	200*300*720mm
Stand type	Single support rod
Standard stirrer	Stainless steel 4-bladed
Weight	9KG